



Wrocław, dnia 04.11.2024r

Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego

Nr sprawy Szp242/ZP-106/2024

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na dostawę **ostrzy jednokrotnego użytku do strzygarek typu 9661 firmy 3M**

Pytanie nr 1

Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych innych niż opisanych przez zamawiającego w przypadku bezpłatnego użyczenia strzygarki na czas trwania umowy. W przypadku dopuszczenia prosimy o podanie potrzebnej ilości strzygarek.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 2

Prosimy o dopuszczenie ostrzy o szerokości ostrza 36 mm pasują do strzygarki zaproponowanej na użyczenie, konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry, ostrza są wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blisterów/ pudełko
Parametry strzygarki:

- Strzygarka służąca do usuwania owłosienia przed zabiegami operacyjnymi bez możliwości zacłęcia skóry, lekka, ergonomiczna, wyposażona w trzyczakresową, obrotową głowicę (kąt 00, kąt 45° w lewo, kat 45° w prawo), do stosowania na mokro i sucho.
- Czas ładowania strzygarki: maksimum 120 minut.
- Strzygarka wyposażona w wyświetlacz cyfrowy LED sygnalizującą stopień naładowania baterii, oraz antypoślizgowy, ergonomiczny uchwyt zapobiegający obrażeniom w wyniku wyslizgnięcia się strzygarki.
- Wysoko wydajna bateria Li-ion, 3,7V ICR 18650MAB 1800mAh
- Czas pracy strzygarki: 150 minut
- W komplecie ładowarka z możliwością postawienia na biurku lub przymocowania do powierzchni pionowych.
- Strzygarka z możliwością mycia pod bieżącą wodą oraz możliwością dezynfekcji zanurzeniowej (klasa szczelności min. IPX7).
- Niski poziom hałasu: max 60dB
- Strzygarka kompatybilna z min. 2 rodzajami ostrzy: uniwersalnymi przeznaczonymi do usuwania owłosienia z całego ciała i z ostrzami typu neuro do usuwania gęstego owłosienia.
- Bezkontaktowy i higieniczny montaż ostrza na głowicy, zdejmowanie ostrza tnącego jedną ręką
- Konstrukcja strzygarki uniemożliwiająca uszkodzenie skóry – brak kontaktu ostrzy z powierzchnią skóry
- Waga strzygarki: 132g (bez ostrzy), 142g (z ostrzami)
- Wolna od lateksu i ftalanów
- Wymiary strzygarki (z założonym ostrzem): 151x46x35 mm (długość. x szerokość. x głębokość)
- Wysokość strzyżenia: 0,3 mm

Odp. Zamawiający nie dopuszcza